

シュッとスプレーするだけで
臭いスッキリ！！

Ag Fresh エージーフレッシュ

植物より抽出された消臭成分がイヤな臭いをすばやく消し去る！
臭いのもととなる微生物を抑制！
浮遊するカビの胞子を死滅するので、室内や車内の噴霧に最適！
病原菌、ウイルス（MRSAやSARS）対策としても有効！
ペットの臭いや感染症対策としてもお勧め！

<使用方法>

スプレーヤー等に移し替え、原液のままご使用ください。

<用途>

一般家庭用...生ゴミの臭い、ゴミ箱の臭い、ペットの臭い、流し台の排水溝の臭い、まな板の臭い、冷蔵庫内の臭い、下駄箱の臭い、玄関の嫌な臭い、お風呂の臭い、トイレの臭い、オムツ替えの抗菌消臭、タバコの臭い、エアコンの臭い、車室内の臭い...など
病院などの医療機関...MRSA及びその他の病原菌・ウイルスなど院内感染対策に効力と持続性で有効。
介護福祉施設・在宅介護...病原菌・ウイルスなど院内感染対策に効力と持続性で有効。
ホテル・温泉・宿泊施設...悪臭対策に特に有効。
タクシー・レンタカー・スポーツ関連施設・エステ・サウナ・美容院・娯楽施設・工場内の消臭など幅広い用途がある。

<空中浮遊菌測定結果>

Location : 大手総合病院ICU室 Method : Anderson method Exp.Date:2002.7.24

測定場所	NO.	事前調査		噴霧30分経過後調査	
		一般細菌数	真菌数	一般細菌数	真菌数
ICU	1	97	17	2	0
	2	115	9	3	0
	3	114	13	1	0
	4	100	9	3	0
	5	87	10	3	0

MRSA

試験方法: 殺菌法

約10⁸CFU/mlに調整した菌液0.1mlを培地に塗膜し、供試品のスプレーを1回吹きかけ、35-48時間培養した。
コントロールはスプレーをせずに35-48時間培養した。
Methicillin-resistant-*Staphylococcus aureus* KB-1005(MRSA)
使用培地: Mueller Hinton (BBL)

菌数の結果(MRSA)	
スプレー	0
Control	97

溶液中に銀イオンを安定化させ、さらに植物系の高性能特殊消臭液を混合させたノンアルコール・無香料のまったく新しいタイプの製品であり、大手医療機関の院内感染対策として採用されている注目の抗菌消臭剤です。

品名: 抗菌消臭剤

用途: 一般家庭用、快適介護用、業務用

成分: 植物抽出物、銀イオン

無香料



Ag Fresh エージーフレッシュ 容量: バックインボックス 20㍓

商品のお問い合わせは...

販売店

総輸入発売元

株式会社フォンシュレーダージャパン

〒115-0042 東京都北区志茂4-28-10

TEL:03-3901-7307 FAX:03-3902-7904

e-mail: info@vonschraderjapan.co.jp

URL: http://www.vonschraderjapan.co.jp