

加湿とともに除菌もする…**感染拡大にSTOP!**

VS-Fog

～加湿器用衛生ミスト剤～

- ☆VS-Fogは、冬の乾燥時期に、施設空間内で感染拡大を予防するために、誕生しました。
- ☆浮遊菌に対して湿度で落下させた後、除菌します。
- ☆感染者の嘔吐物などの除菌処理にもご使用いただけます。
- ☆オフィス・病院・福祉施設・保育園等さまざまな施設での使用が可能です。
- ☆加湿器タンク内のレジオネラ菌等の繁殖を防ぎます。
- ☆お手持ちの加湿器で出来る空気感染対策に！！

<使用方法>

- 加湿器のタンク水量2リットルの水に対し、30ml（キャップの30ライン）のVS-Fogを入れ、ご使用ください。
- 感染者の嘔吐などを除菌処理するには、本液を2倍希釈し、嘔吐物への除菌処理にご使用できます。
- ※ **原液は高濃度**です。衣服に付着すると漂白の恐れがありますので、ご注意ください。

<使用上の注意>

- 用途以外にはご使用にならないでください。 ●酸性液剤と混合しないでください。
- 原液は高濃度のため、取扱いには十分ご注意ください。

<保管上の注意>

- 直射日光・高温多湿の場所では保管しないでください。 ●幼児・子供・ご老人の手の届かない場所で保管してください。

EPA 米国環境保護庁 EPA Reg. NO.9804-5

FDA 米国食品薬品局 21CFR 173.325

USDA 米国農務省 Category Code-2

※使用に関しては「食品と接触する機械・器具などすべての表面への、すすぎを必要としない最終サニタイザーとして使用しても差し支えない」というアメリカ合衆国食品薬品局(FDA)の認可21CFR 178-10.10を平成7年12月より、厚生省(現:厚生労働省)に容認して頂いております。また、平成12年4月より浄水(水道水)に付加される物質として二酸化塩素が認可されました。

※米国内における商品名(濃度違い)で、承認・認可・登録されております。



VS-Fog pH値:7.5~9.0 (使用時:7.0~8.0) 容量:1L×2本/箱

商品のお問い合わせは…

販売店

総輸入発売元

株式会社フォンシュレーダージャパン

〒115-0042 東京都北区志茂4-28-10

TEL: 03-3901-7307 FAX: 03-3902-7904

e-mail: info@vonschraderjapan.co.jp

URL: <http://www.vonschraderjapan.co.jp>